

COMPACT-HORSECARE *Li-ion-AKKU-INHALATOR für Pferde*



Modell: COMPACT-HORSECARE - Aerosol-Therapiegerät für Pferde

Auch da verwendbar, wo kein Strom zur Verfügung steht! z.B. Offenställe, auf Reisen, direkt auf der Weide oder auch zur Inhalation während des "Schrittgehens" (Atmung ist in der Bewegung intensiver!)

Netzunabhängiger Inhalator zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege bei Staub-/Pollenallergie, Husten, COPD, Bronchitis oder Dämpfigkeit.

Zur Vernebelung von NaCl, Emser Salz, Kamilleextrakten, äther. Öle, verschreibungspflichtige Medikamenten wie etwa Cortison. Gerät hat ein MMAD von ca. 2 µm und ist somit lungengängig!

- Gerät kann über Akku oder stationär an 100 - 240 V 50-60 Hz betrieben werden!
- Li-ion-Akku reicht für ca. 50 min. Tiefeninhalation
(empfohlene Anwendungsdauer: ca. 15 min. - in akuten Fällen 2 x 15 min. täglich)
- automatisches Abschalten nach 20 min. (Überhitzungsschutz)
- 12 V-Kabel für Betrieb/Aufladung an Zigarettenanzünder (PKW)
- 230 V Netzkabel/Ladekabel
- spezielle Medikamentenkammer (2-8 ml)
- flexible, bruchsfeste und schlagfeste Maske (Weich-PE) mit verstellbarem Kopfriemen
- robust, leistungsstark, bedienerfreundlich, kompakt
- 2 Jahre Garantie! (es gelten unsere Garantiebedingungen)
- deutsche Bedienungsanleitung

technische Daten:

Netz: primär 230 V / 50 Hz (alternativ auch 100 V / 60 Hz), 1.25 A , sekundär: 12 V DC

Batterie: Li-ion-Akku, 7.4 V, 2200 mAh (Batterieteil abnehmbar, beliebig wiederaufladbar)

Ladezeit: ca. 2-3 Std.

Motor: wartungsfreier Kolben-Kompressor

Partikelgrößenspektrum: 0.5 - 5 µm (MMAD: ca. 2 µm, lungengängig - auch für die Aveolen)

Vernebelungsgeschwindigkeit: ca. 0.4 ml / min.

Luftdurchflußmenge: ca. 14 l. / min.

Medikamentenkammer: 2 - 8 ml (min/max. Einfüllmenge)

Druck: 2 Bar max.

Geräuschpegel: ca. 52 dBA (sehr leise, auch geeignet für sehr sensible Pferde)

Reinigungsfilter: 1

Gewicht: 0.57 kg (incl. Batterie)

Abmessungen: 13 x 9.5 x 5.5 cm

Normen: Medizingeräteverordnung Klass. 2a DIR.93/42/EEC, CE 0051, EN 13544-1 Ann.CC

System incl. Kompressor, Akku, Inhalationsmaske, ca. 2 m Kompressorschlauch, spezieller Medikamentenkammer, 12 V-Kabel, 230 V-Kabel/Ladestation

Anwendung von Medikamenten:

Für den Typ der zu verwendenden Medikamente, deren Dosierung, die Häufigkeit und Dauer der Inhalation ist grundsätzlich immer die Anweisung des Tierarztes zu befolgen.

Nach der Anwendung sollte die Maske (sehr leicht zu demontieren) mit einem Desinfektionsmittel gereinigt werden (Übertragbarkeit von Krankheiten).